


SUNSTAR



Info zum neuen
ISO-Standard!



TRAV-LER® Interdentalbürsten



Ermitteln der Bürstengröße:

- alt: Größeneinteilung nach Drahtdurchmesser
- neu: ISO-Standard nach Interdentalraumgröße!


Artikel. Nr.	Beschreibung	ISO	ISO-Norm	Draht ø
1314	rot: Kerze	1	0,8 mm	0,46 mm
1412	orange: Kerze	2	0,9 mm	0,5 mm
1414	grün: Tanne	3	1,1 mm	0,5 mm
1512	violett: Kerze	3	1,2 mm	0,6 mm
1514	gelb: Tanne	4	1,3 mm	0,6 mm
1612	pink: Kerze	4	1,4 mm	0,7 mm
1614	blau: Tanne	5	1,6 mm	0,7 mm
1618	grau: Kerze	6	2,0 mm	0,84 mm

SUNSTAR










Info zum neuen
ISO-Standard!

Proxabrush® Ersatzbürsten



Ermitteln der Bürstengröße:

- alt: Größeneinteilung nach Drahtdurchmesser
- neu: ISO-Standard nach Interdentalraumgröße!

Artikel. Nr.	Beschreibung	ISO	ISO-Norm	Draht ø
<i>GUM® Proxabrush® klassische Ersatzbürsten</i>				
412	 Kerze	2	0,9 mm	0,5 mm
414	 Tanne	2	1,0 mm	0,5 mm
512	 Kerze	3	1,1 mm	0,6 mm
514	 Tanne	3	1,2 mm	0,6 mm
612	 Kerze	4	1,3 mm	0,7 mm
614	 Tanne	4	1,5 mm	0,7 mm
618	 Kerze	5	1,7 mm	0,84 mm

Dentifix Prophylaxe
Gerstädterstrasse 11
20459 Hamburg

Tel.: 040 - 22 63 21 80
Mo - Fr 14:00 Uhr - 20:30 Uhr